

CO B-LIFE

Pallone rianimatore in PVC



Pallone rianimatore autoespansibile adulto per la ventilazione meccanica di pazienti in stato traumatizzato e con difficoltà respiratorie.

Caratteristiche specifiche

Il materiale di costruzione e la finitura superficiale garantiscono ottima aderenza per le mani dell'operatore
 Destinazione d'uso ADULT marcata sul dispositivo per limitare i rischi di applicazioni non corrette
 Possibilità di collegamento a fonti di erogazione di ossigeno e reservoir
 Bassi ingombri di stoccaggio
 Valvola non-rebreathing con membrane in silicone

Accessori di serie

EV50010C | EVX 10 – Valvola non-rebreathing monouso

Accessori opzionali

OX20131A | OXX30 tubo antischiacciamento 10pz
 BG03091A | Sacca Reservoir
 RM10874A | Air Cuffed mask mis.4 conf. 10pz
 RM10875A | Air Cuffed mask mis.5 conf. 10pz

Dati tecnici

Volume erogabile per singola compressione	770 ml con 1 mano 900 ml con 2 mani
Materiali	Silicone, PC, PVC
Connessioni	ISO 15/22 mm
Dimesioni totali	ø125 x 300 mm
Peso totale	330 ± 8 g

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE - PALLONE IN PVC
 ADULTO CON R-VALVE

BG08100B

Identificativo registrazione



24283

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it