

CO B-Life

Resucitador manual en PVC



Resucitador manual completo desechable para la ventilación mecánica de los pacientes con traumas o con dificultades respiratorias

Características específicas

El material de construcción y el acabado de la superficie aumenta el agarre para las manos del operador
 Uso previsto NEONATAL marcado en el dispositivo para limitar el riesgo de aplicaciones incorrectas
 Conexión estándar ISO 15/22 mm
 Poco espacio de almacenamiento requerido
 Latex Free

Equipamientos estándar

RM10889A	CUFFED MASK med.0 sin válvula
RM10890A	CUFFED MASK med.1 sin válvula
EV50008C	EVX08 Válvula sobrepresión/non-rebreathing
OX20130A	OXX30 – Tubo oxígeno antiplastamiento
BG03092A	Reservorio

Accesorios opcionales

OX20131A	OXX30 Tubo oxígeno antiplastamiento 10unds
BG02001A	Laxan bolsa transparente para el resucitador manual

Datos técnicos

Materiales	PVC de calidad médica, PC
Volumen	280 ml
Volumen Reservorio	600 ml
Válvula sobrepresión	40 cmH ₂ O
Concentración máxima de oxígeno <small>(con reservorio)</small>	95%
Max. ritmo de re expansión	95 bpm

DM marcado CE de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CO B-LIFE – NEONATAL RESUS.
 C/VÁLV. SOBREPRESION,
 RESERVORIO, MASCARILLAS
 CUFFED, TUBO OXÍGENO Y VÁLV.
 RESERV.



BG08107A

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it