

## BOB

### Piano supporto barella



Piano supporto barella destinato all'installazione su ambulanze.

#### Caratteristiche specifiche

Il design brevettato, consente di ridurre gli ingombri aumentando lo spazio a disposizione per la seduta e il camminamento dei soccorritori

La struttura del piano di supporto lo rende indeformabile

Sistema di carico con rullo (scivolo opzionale)

Vano dedicato all'alloggiamento di sistemi di immobilizzazione, tavola spinale o barella cucchiaino.

Piano in estruso di alluminio completamente igienizzabile

#### Standard di riferimento

Testato 10g in accordo alla EN1789:2007+A2:2014

#### Accessori

BO10103 – Luci led e presa accendisigari 12V

BO10100 - scivolo da 120 mm

BO10101 - scivolo da 180 mm

BO10102 - scivolo da 350 mm

Porta forbici multifunzione integrato nello scivolo

Presse ossigeno nella parte anteriore

Barra ossigeno laterale (fino a 6 prese)

#### Dati tecnici

Lunghezza	2010 mm
Larghezza	600 mm
Altezza piano di supporto	200 mm
Materiali	Al, Steel, PE, Nylon
Capacità di carico	300 kg
Peso	42 ± 10 kg

BO10001 - BOB-SUPPORTO BARELLA

Rev.1 (15/06/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)