

## BOB TYPE 1F 10

### Piano supporto barella



Piano supporto barella destinato all'installazione su ambulanze.

#### Caratteristiche specifiche

La struttura del piano di supporto lo rende indeformabile  
 Sistema di carico con rullo (scivolo opzionale)  
 Vano dedicato all'alloggiamento di sistemi di immobilizzazione, tavola spinale o barella cucchiaio.  
 Piano in estruso di alluminio completamente igienizzabile

#### Dati tecnici

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Lunghezza                 | 1950 ± 5 mm             |
| Larghezza                 | 610 ± 5 mm              |
| Altezza piano di supporto | 100 mm                  |
| Superficie piano          | 1920x580 mm             |
| Materiali                 | Al, Acciaio , PE, Nylon |
| Capacità di carico        | 300 kg                  |
| Peso                      | 35 ± 5 kg               |

#### Standard di riferimento

10g tested according to EN1789:2007+A2:2014

#### Accessori

BO10110 – Slide 350 mm

BO10016 - BOB TYPE 1 F 10 -  
 SUPPORTO BARELLA FISSO CON VANO

Rev.0 (13/07/2020)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[spencer.it](http://spencer.it)