


## BOB

### Electric pack



Pacchetto opzionale comprendente luci led e presa accendisigari 12V da installarsi di fabbrica sui supporti barella serie BOB.

#### Caratteristiche specifiche

La luce led può essere accesa e spenta all'occorrenza  
 Presa accendisigari 12V con copertura

#### Dati tecnici

Lunghezza barra led	1825 mm
Tensione e corrente max in uscita	12V – max 20A

BO10103 - BOB - ELECTRIC PACK

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)