

BOB 20G

Piano supporto barella



Piano supporto barella destinato all'installazione su ambulanze. Il dispositivo può essere estratto agevolando le operazioni di carico e scarico della barella e, grazie alla traslazione laterale consente allo stesso tempo un miglior accesso alla barella.

Caratteristiche specifiche

Il design brevettato, consente di ridurre gli ingombri aumentando lo spazio a disposizione per la seduta e il camminamento dei soccorritori

La struttura del piano di supporto lo rende indeformabile

Sistema di carico con rullo (scivolo opzionale)

Vano dedicato all'alloggiamento di sistemi di immobilizzazione, tavola spinale, barella cucchiaino.

Piano in estruso di alluminio completamente igienizzabile

Maniglie di estrazione e traslazione facilmente accessibili

Dati tecnici

Lunghezza	2010 mm
Larghezza	600 mm
Altezza piano di supporto	210 mm
Estrazione	670 ± 30 mm
Traslazione	300 ± 10 mm
Materiali	Al, Acciaio, PE, Nylon
Portata	300 kg
Peso	55 ± 10 kg

Accessori

BO10103 – Electric pack (Luci led e presa accendisigari 12V)

BO10100 - scivolo da 120 mm

BO10101 - scivolo da 180 mm

BO10102 - scivolo da 350 mm

Porta forbici multifunzione integrato nello scivolo

Presse ossigeno nella parte anteriore

Barra ossigeno laterale (fino a 6 prese)

Standard di riferimento

Testato 20g in accordo alla EN1789:2007+A2:2014

Dispositivo conforme alla dir. 2006/42/CE

BO20004 - BOB 20G-SUPPORTO

BARELLA TRASL/ESTR.



Rev.0 (15/06/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it