

# Burn S

## Compresa antiustione



Compresse sterili impregnate da utilizzarsi in prima emergenza per ustioni e scottature. Vengono utilizzate in ambulanza, servizi di emergenza, cliniche mediche e luoghi di lavoro forniti di kit di pronto soccorso per il primo trattamento delle ustioni.

### Caratteristiche specifiche

La compressa sterile aiuta a proteggere la ferita da eventuali contaminazioni, mantenendola umida e pulita

Raffredda e calma il dolore

Assorbe e dissipa il calore

Antiaderente per garantire una rimozione indolore

Atossica e non irritante

Sempre pronta all'uso

Tempo di vita 5 anni dalla data di fabbricazione

### Dati tecnici

Dimensioni	20x20 cm
Gel	A base d'acqua
Materiale	Schiuma a celle aperte

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

BURN S BA 20 - COMPRESSA

ANTIUSTIONE 20X20 cm

BS04020D



Classificazione CND M04040602

Identificativo registrazione 55180

Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (03/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)