

BURN C

Coperta antiustione



Questa coperta può essere utilizzata anche come protezione per i soccorritori che entrano od escono da aree in fiamme. Può essere anche utilizzata per estinguere fiamme su una vittima e, se necessario, essere utilizzata come una compressa di grandi dimensioni, fornendo sollievo dal dolore e dando inizio al processo di guarigione mentre la vittima viene trasportata.

Caratteristiche specifiche

Coperta sterile
 La tracolla rende facile il trasporto
 Adatta per: estinguere le fiamme, come compressa di grosse dimensioni, entrare o uscire da aree in fiamme
 Nessuna fibra sfilacciata
 Allevia il dolore
 Raffredda e fornisce il giusto apporto d'acqua alla pelle
 Antiaderente e atossica

Dati tecnici

Dimensioni	160x120 cm
Idrogel	96% acqua, Melaleuca Alternifolia, emulsifiers
PH Gel	5,5-7
Sterilizzata con	Raggi gamma
Materiale coperta	Lana

DM di classe IIb secondo la Dir. 93/42/CEE

BURN C - COPERTA ANTIUSTIONE
 160X120 cm
 BS04050



Classificazione CND	M040499
Identificativo registrazione	67349

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (27/09/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it