

CARRERA S TEC 63

Chariot brancard auto-chargeant



Spencer Carrera S Tec est un chariot brancard monobloc, compact et léger, pour le transport de patients. Il peut être utilisé pour le transfert de patients intramuros et aussi bien en ambulance. Les béquilles de repliant indépendamment, en actionnant les leviers de contrôle, en phase de chargement et se déplient automatiquement en phase de déchargement.

Caractéristiques spécifiques

Plan de couchage en polyéthylène de simple nettoyage
 Leviers de contrôle avec code couleur
 Relève buste ajustable
 2 roues fixes et deux roues pivotantes de grand diamètre pour augmenter la manœuvrabilité
 Roues arrières avec freins
 Barrière latérales rabattables *Safe bar*

Accessoires en option

ST42712A	Hux système d'ancrage intégral
ST42100A	FP Ancrage postérieur
ST42200A	FA Ancrage antérieur
EN90003C	END-T tablette certifiée 10G
ST00491A	STX 90 repose tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP sangle avec enrouleur intégré
ST00498B	DNA STRAP sangle thoracique avec enrouleur intégré
IF01047C	Track 4-30 tige porte sérum télescopique
IF01049B	Track 5 tige porte sérum télescopique
ST70000A	QMX777 matelas anatomique thermo-soudé en PVC noir
CB09025C	Tanker porte bouteille oxygène
CB09028C	Support Tanker pour barrière Safe Bar

Accessoires de série

ST70002A | STX 702 sangle 2 éléments boucle métal

Données techniques

Longueur	1980 mm
Largeur	580 mm
Poids	37 kg
Capacité de portage	170 kg
Roues	ø200 ± 5% mm
Hauteur de chargement	63 cm
Châssis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CARRERA S TEC 63
 CA10050C



Classification CND V0899
 Identifiant d'enregistrement 1035947

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it