

## CARRERA T TEC

Barella autocaricante



Spencer Carrera T Tec è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Posizione antishock Trendelenburg

### Accessori opzionali

ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
CR90020B	Prolunga per variare altezza carrello carico

### Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

### Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	580 mm
Peso	37 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	50 cm
Altezza sotto ruota con acc.CR90020B	45 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC BASSA T/CROMO  
P/NERO

CA10155C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 484828



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)