

CARRERA T ACTIV 64

Barella autocaricante



Spencer Carrera Activ è una barella di tipo autocaricante compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. La parte anteriore della barella può essere ripiegata diminuendone notevolmente l'ingombro in lunghezza. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

| |
|---|
| Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile |
| Comandi con codice colore |
| Schienale regolabile |
| Posizione antishock Trendelenburg |
| 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza |
| Freni sulle ruote posteriori |
| Sponde reclinabili <i>Safe bar</i> |
| Telaio verniciato giallo |
| Accorciabile in meno di 2 secondi |
| Maggior manovrabilità in spazi ristretti rispetto ad una barella standard |

Accessori opzionali

| | |
|----------|--|
| ST42100A | Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti |
| ST42200A | Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti |
| EN90003C | END-T Tavolino per barelle cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato |
| ST00498B | DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato |
| IF01047C | Track 4-30 portaflebo telescopico |
| IF01049B | Track 5 portaflebo telescopico per Carrera |
| ST70000A | QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero |
| CB09025C | Tanker portab.giallo per sponda barella |
| CB09028C | Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar |

Accessori di serie

| | |
|----------|---|
| ST70002A | Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere |
|----------|---|

Dati tecnici

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza | 1975 ± 10 mm |
| Larghezza | 580 ± 10 mm |
| Lunghezza accorciata | 1680 ± 20 mm |
| Peso | 36 ± 1 kg |
| Portata | 170 kg |
| Ruote | Ø200 mm |
| Altezza sotto ruota carrello di carico | 64 cm |
| Materiale telaio | Acciaio inox |
| Lunghezza sponde | 680 mm |
| Altezza sponde | 200 mm |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA ACTIV T P/NERO
T/GIALLO 64

CA20053C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 1215493



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it