

CARRERA XL

Camilla automática



Spencer Carrera XL es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, con alturas variables para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Chasis cromado
Sistema de altura variable

Accesorios opcionales

ST42100A	Anclaje posterior para camillas automáticas
ST42200A	Anclaje anterior para camillas automáticas
ST42712A	HUX INTEGRAL – SISTEMA DE ANCLAJE
EN90003C	END-T Mesa para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
ST00499B	STX 499 - cinturón 4 pz. torácica regulab. univers
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX777 Colchón termosoldado anatómico PVC negro

Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
ST70018A	QMX776 Colchón anatómico 1 segmento

Datos técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	585 mm
Peso	37 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo de la rueda del carro de carga	75 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

Dimensiones y pesos sujetos a tolerancia respectivamente de ± 10 mm y ± 1 kg

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC XL T/CROMO
P/NEGRO C/MAT. QMX776

CA50003C

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (09/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it