

CARRERA XL

Barella autocaricante



Spencer Carrera XL è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile con pistone pneumatico
Posizioni antishock Trendelenburg/Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Telaio verniciato giallo
Sistema altezza variabile
Sistema di sicurezza per la discesa

Accessori opzionali

EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
EN90019A	Fissaggio America 38 FA

Accessori di serie

ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato (2PZ)
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato

Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	590 mm
Peso	37 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL TF TEC AMERICA
P/NERO T/GIALLO C/QMX777
CA50004C



Classificazione CND

V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it