

CARRERA T TEC ALTA MAX

Camilla Autocargante



Spencer Carrera T Tec MAX es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Este modelo en particular se caracteriza por una portada mayor en comparación con los modelos estándar Carrera Tec.

Características específicas

- Plataforma en polietileno de fácil limpieza
- Controles codificados por color
- Respaldo ajustable
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez
- Frenos en las ruedas traseras
- Barandillas reclinables *Safe bar*
- Plataforma con posición antishock Trendelenburg

Accesorios opcionales

ST42100A	Anclaje posterior para camillas autocargantes
ST42200A	Anclaje anterior para camillas autocargantes
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
ST70000A	QMX777 Colchón termosellado anatómico PVC negro
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

Accesorios di serie

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas de metal reflex negras
----------	--

Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Peso	38 ± 0,5kg
Portada	250 kg
Ruedas	∅200 mm
Altura debajo del nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC ALTA MAX
P/NEGRO T/CROMO

CA50005C

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it