

CARRERA XL TEC MAX

Camilla telescópica



Spencer Carrera XL Tec MAX es una camilla compacta y ligera con alturas variables, para el transporte de pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios. Las patas se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la fase de carga, y se abren automáticamente en la fase de descarga.

Características específicas

| |
|---|
| Plano en polietileno de fácil limpieza |
| Manijas con código de color |
| Respaldo ajustable |
| Posiciones anti-shock Trendelenburg |
| Dos ruedas fijas y dos giratorias de diámetro grande para aumentar la fluidez |
| Frenos en las ruedas posteriores |
| Asas de protección lateral retráctiles modelo <i>SAFE BAR</i> |
| Sistema alturas variables |

Accessories

| | |
|----------|--|
| ST42100A | FP anclaje Posterior |
| ST42200A | FA anclaje Anterior fastener |
| EN90003C | END-T mesita para camillas certificada 10g |
| ST00491A | STX 90 cabecera telescópica para camillas |
| ST00497B | DNA STRAP Correa c/enrollador incorporado (2PZ) |
| ST00498B | DNA STRAP Correa para pecho c/enrollador incorporado |
| IF01047C | Track 4-30 Porta-suero telescópico |
| IF01049B | Track 5 Porta-suero telescópico para Carrera |
| CB09025C | Soporte fijacion tanker para Safe Bar |

Accesorios estándar

| | |
|----------|-------------------------------|
| ST70002A | STX 702 cinturones |
| ST70000A | QMX 777 colchon anatomico pvc |

Technical data

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Largo | 1980 ± 10 mm |
| Ancho | 580 ± 10 mm |
| Peso | 38 ± 0,5kg |
| Capacidad | 250 kg |
| Ruedas | ø200 mm |
| Altura bajo rueda carro de carga | 75 cm |
| Material del chasis | Stainless steel |
| Largura barandillas | 680 mm |
| Altura barandillas | 200 mm |

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL T TEC MAX P/BLACK
F/YELLOW W/QMX777

CA50008

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it