

## CARRERA XL

### Barella autocaricante



Spencer Carrera XL è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Telaio verniciato giallo
Sistema altezza variabile

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
ST42707B	Gancio S-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
ST00499B	STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero

#### Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
	Materasso QMX 777

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	585 mm
Peso	37 kg
Portata	250 kg
Ruote	∅200 <sup>±5%</sup> mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze rispettivamente di ±10mm e ±1kg

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL T TEC MAX P/NERO  
T/GIALLO C/QMX777 10G.

CA50010

Classificazione CND



V0899

Rev.0 (27/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)