

CARRERA T TEC

Camilla Autocargante



Spencer Carrera T Tec es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

Características específicas

| |
|---|
| Plataforma en polietileno de fácil limpieza |
| Controles codificados por color |
| Respaldo ajustable |
| Plataforma con posición antishock Trendelenburg |
| 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo |
| Frenos en las ruedas traseras |
| Barandillas reclinables <i>Safe bar</i> |
| Chasis pintado amarillo |

Accesorios

| | |
|----------|--|
| ST42712A | HUX INTEGRALE SIST. DE ANCLAJE |
| ST42100A | Anclaje posterior para camillas autocargantes |
| ST42200A | Anclaje anterior para camillas autocargantes |
| EN90003C | END-T Mesita para camillas cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/enrollador integrado |
| ST00498B | DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado |
| IF01047C | Track 4-30 Portasuero telescópico |
| IF01049B | Track 5 Portasuero telescópico para Carrera |
| ST70000A | QMX777 Colchón termosoldado anat.PVC |
| CB09025C | Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla |
| CB09028C | Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i> |

Accesorios estandar

| |
|--|
| STX 702 Cinturones dos piezas de metal reflex negros |
| QMX776 Colchón anatómico en PVC |

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Longitud | 1980 ± 10 mm |
| Ancho | 580 ± 10 mm |
| Peso | 37 ± 1kg |
| Capacidad de carga | 170 kg |
| Ruedas | ø200 mm |
| Altura debajo del nivel de carga | 50 cm |
| Material chasis | Acero inoxidable |
| Longitud barrandilla | 680 mm |
| Alto barrandilla | 200 mm |

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC BAJA T/AMARILLO
P/NEGRO C/MAT.QMX776

CA50154E

Clasificación CND V0899

Identificación de registro 180074



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it