

## CARRERA TF TEC

Barella autocaricante



Spencer Carrera TF Tec è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile  
Comandi con codice colore  
Schienale regolabile  
Piano paziente con posizione antishock Trendelenburg e Fowler  
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la manovrabilità  
Freni sulle ruote posteriori  
Sponde reclinabili *Safe bar*  
Telaio verniciato giallo

### Accessori

ST42712A	HUX INTEGRALE SIST. DI FISSAGGIO
ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anat.PVC
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

### Accessori di serie

STX 702 Cinture due pezzi metallo reflex nere  
QMX776 Materasso anatomico in PVC

### Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso	37 ± 1kg
Capacità di carico	170 kg
Ruote	∅200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	50 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF TEC BASSA T/GIALLO  
P/NERO C/MAT.QMX776

CA50254E

Classificazione CND V0899  
Identificativo registrazione 175173



Rev.0 (09/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)