

CARRERA PRO

Camilla Autocargante

Con espacio para tablero espinal



Carrera Pro es una camilla de tipo autocargante, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. El espacio creado debajo de la camilla permite alojar perfectamente el tablero espinal.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
Tablero espinal de fácil extracción para agilizar las maniobras inmovilización.

Accesorios

ST42100A	FP Posterior fastener for self loading stretchers
ST42200A	FA Anterior fastener for self loading stretchers
ST42712A	HUX INTEGRAL FASTENER
EN90003C	END-T Table for stretchers 10g cert.
ST00491A	STX 90 Telescopic headrest for stretchers
ST00497B	DNA STRAP Belt w/integrated re-winding system
ST00498B	DNA STRAP Thorax. Belt w/integr. re-wind. syst.
IF01047C	Track 4-30 telescopic IV holder
IF01049B	Track 5 telescopic IV holder for Carrera
CB09025C	Tanker oxygen tank holder for stretcher side bar
CB09028C	Tanker support for Safe Bar
ST02061B	B-BAK PIN YELLOW SPINE BOARD W/PINS
Note	Utilizar el tablero espinal Spencer B-Bak

Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas de metal reflex negras
ST70018A	QMX776 colchón anatómico

Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	585 ± 10 mm
Peso	36 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	61 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T PRO ALTA CHASIS ACERO

COLCHON NEGRO QMX776

CA51151E



Clasificación CND	V0899
Identificación de registro	179975

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it