

CARRERA PRO

Chariot brancard auto-chargeant
Avec logement pour plan dur vertébral



Carrera Pro est un chariot brancard monobloc auto-chargeant pour le transport des patients. Les béquilles se plient automatiquement à l'aide de leviers positionnés du côté pieds patient. Les opérations de chargement du brancard sur l'ambulance sont faciles et aisées. Les béquilles se déplient automatiquement lors que l'on sort le brancard de l'ambulance. Equipé d'un système de sécurité permettant de sécuriser la stabilité du brancard et d'un logement dédié pour placer le plan dur vertébral en dessous du plan de couchage du patient.

Caractéristiques techniques

Plan de couchage en polyéthylène de simple nettoyage
Leviers avec code couleur
Relève buste réglable
Système Trendelenburg pour relever les jambes du patient
2 Roues fixes et 2 pivotantes de grand diamètre pour simplifier le roulement
Roues arrières équipées avec frein
Barrières latérales de sécurité rabattable avec système <i>Safe bar</i>
Possibilité de positionnement du plan dur vertébral pour améliorer les opérations de secours et d'immobilisation

Accessoires en option

ST42100A	Système de fixation postérieur
ST42200A	Système de fixation antérieur
EN90003C	END-T tablette porte moniteur
ST00491A	STX 90 repose-tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP sangle avec enrouleur
ST00498B	DNA STRAP sangle thoracique avec enrouleur
IF01047C	Track 4-30 tige porte perfusion télescopique
IF01049B	Track 5 tige porte perfusion télescopique
CB09025C	Tanker système porte bouteille oxygène
CB09028C	Support fixation Tanker pour <i>Safe Bar</i>
ST70018A	Matelas anatomique en PVC modèle QMX/776
ST02061B	B-BAK PIN – plan dur vertébral

Nota Seul plan dur compatible est le B BAK PIN à commander en option

Accessoires de série

ST70002A	Sangle STX 702 (2 pièces)
ST70018A	QMX776 Matelas thermosoudé anatomique

Données techniques

Longueur	1980 ± 10 mm
Largeur	585 ± 10 mm
Poids	36 ± 1 kg
Capacité de charge	170 kg
Roues	∅200 mm
Hauteur de chargement	61 cm
Chassis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

DM dei classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T PRO (VERSION HAUTE)
CHASSIS CHROME COUCHE NOIRE
MATELAS QMX776
CA51151E



Classification CND	V0899
Identifiant d'enregistrement	179975

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it