

## CARRERA T TEC

### Chariot brancard auto-chargeant



Spencer Carrera T Tec est un chariot brancard auto-chargeant, compact et léger, pour le transport des patients. Peut être utilisé pour les opérations de secours sur la route et sur véhicules sanitaires. Les béquilles se plient indépendamment, en actionnant les leviers dédiés, en phase de chargement, et se déplient automatiquement en phase de déchargement.

#### Caractéristiques spécifiques

Plan de couchage en polyéthylène facile à nettoyer
Leviers avec code couleur
Tête réglable
2 roues fixes et 2 pivotantes de grand diamètre pour augmenter la manoeuvrabilité
Freins sur les roues arrière
Barrières rabattables <i>Safe bar</i>
Châssis peint en époxy
Position anti-shock trendelenburg

#### Accessoires en option

ST42100A	Système d'ancrage postérieur
ST42200A	Système d'ancrage antérieur
EN90003C	END-T Tablette cert.10G
ST00491A	STX 90 Repose-tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP ceinture avec enrouleur intégré
ST00498B	DNA STRAP ceinture thoracique avec enrouleur intégré
IF01047C	Track 4-30 tige porte perfusion télescopique
IF01049B	Track 5 tige porte perfusion télescopique 10G
ST70000A	QMX777 Matelas thermosoudé anatomique en PVC noir
CB09025C	Tanker porte bouteille O2 de 2L
CB09028C	Support pour Tanker sur Safe Bar

#### Accessoires de série

ST70002A	STX 702 ceinture boucle métal
ST70018A	QMX776 matelas thermosoudé en PVC noir

#### Caractéristiques techniques

Longueur	1980 mm
Largeur	580 mm
Poids	38 kg
Capacité de portage	170 kg
Roues	ø200 mm
Hauteur de chargement	60 cm
Châssis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC HAUTE

CA51154E



Classification CND	V0899
Identifiant d'enregistrement	179929

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)