

## CARRERA XL

### Chariot brancard auto-chargeant 10g



Spencer Carrera XL est un chariot brancard auto-chargeant, compact et léger à hauteur variable, pour le transport des patients. Peut être utilisé pour les opérations de secours sur la route et sur véhicules sanitaires. Les béquilles se plient indépendamment, en actionnant les leviers dédiés, en phase de chargement, et se déplient automatiquement en phase de déchargement. Certifié 10G si utilisé avec le système d'ancrage 3 points Spencer R-Max.

#### Caractéristiques spécifiques

Plan de couchage en polyéthylène facile à nettoyer
Leviers avec code couleur
Tête réglable
Position anti-shock trendelenburg
2 roues fixes et 2 pivotantes de grand diamètre pour augmenter la manoeuvrabilité
Freins sur les roues arrière
Barrières rabattables <i>Safe bar</i>
Châssis peint en époxy
Système à hauteur variable pour simplifier les opérations de chargement/transfert du patient

#### Accessoires de série

ST70002A	STX 702 ceinture boucle métal
----------	-------------------------------

#### Caractéristiques techniques

Longueur	1980 mm
Largeur	585 mm
Poids	37 kg
Capacité de portage	170 kg
Roues	ø200 mm
Hauteur de chargement	75 cm
Châssis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

#### Accessoires en option

ST42702C	Système d'ancrage 3 points R-Max <small>(nécess. pour vers. 10G)</small>
EN90003C	END-T Tablette cert.10G
ST00491A	STX 90 Repose-tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP ceinture avec enrouleur intégré
ST00498B	DNA STRAP ceinture thoracique avec enrouleur intégré
IF01047C	Track 4-30 tige porte perfusion télescopique
IF01049B	Track 5 tige porte perfusion télescopique 10G
ST70000A	QMX777 Matelas thermosoudé anatomique en PVC noir
CB09025C	Tanker porte bouteille O2 de 2L
CB09028C	Support pour Tanker sur Safe Bar

#### DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

BRANCARD CARRERA XL T TEC 10G	
HAUTEUR VARIABLE	
<b>CA60000C</b>	
<b>Classification CND</b>	V0899
<b>Identifiant d'enregistrement</b>	789248



Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)