

CARRERA TEC

Chariot brancard auto-chargeant 10g



Spencer Carrera TEC est un chariot auto-chargeant, léger et compact, pour le transport des patients. Il peut être utilisé pour des opérations de sauvetage sur la rue et sur des appareils médicaux. Les béquilles se replient indépendamment, en activant les commandes appropriées, pendant le chargement, et s'ouvrent automatiquement pendant le déchargement. Certifié 10G s'il est utilisé avec le système de fixation Spencer R-Max ou S-MAX.

Caractéristiques techniques

Plan de couchage en polyéthylène de simple nettoyage
Leviers de commande avec code couleur
Relève buste ajustable
Position antishock Trendelenburg
2 roues fixes et deux pivotantes de grand diamètre pour augmenter la fluidité
Roues arrières avec freins
Barrière de sécurité inclinables Safe bar

Accessoires en option

ST42702C	Système de fixation R-Max <small>(Obligatoire pour versions 10G)</small>
ST42707B	Système de fixation S-Max <small>(Obligatoire pour versions 10G)</small>
EN90003C	END-T tablette pour chariot cert.10G
ST00491A	STX 90 Repose-tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP ceinture avec enrouleur intégré
ST00498B	DNA STRAP ceinture thor. avec enrouleur intégré
ST00499B	STX 499 - ceinture 4 pc. thor. réglab. univers
IF01047C	Track 4-30 tige porte perfusion télescopique
IF01049B	Track 5 tige porte perfusion télescopique pour Carrera
CB09025C	Tanker portab. jaune pour barrières latérales
CB09028C	Support fixation Tanker pour Safe Bar

Accessoires de série

ST70002A	Ceinture STX 702 deux pièces de métal reflex noire
----------	--

Données techniques

L longueur	1980 mm
L largeur	585 mm
Poids	35 kg
Capacité de charge	170 kg
Roues	ø200 mm
Hauteur sous roue chariot de chargement	60 cm
Châssis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

Dimensions et poids soumis à des tolérances de ± 10mm et ± 1kg respectivement

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC HAUTE T/CHROME
P/NOIRE 10G
CA60154B
Classification CND



V0899

Rev.0 (24/05/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it