

CARRERA PRO

Barella autocaricante 10g
con alloggiamento per tavola spinale



Carrera Pro è una barella di tipo autocaricante per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La tavola spinale può essere collocata in un alloggiamento posto sotto il piano paziente. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Tavola spinale facilmente estraibile per rendere più rapide le procedure di immobilizzazione

Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70018A	Materasso anatomico in PVC QMX/776
Nota	Prevede solo l'uso di una tavola spinale Spencer B-Bak PIN

Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	585 ± 10 mm
Peso	36 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	∅200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	60 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T PRO ALTA T/CROMO
P/NERO CERTIFICATA 10G

CA61151C

Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	160482



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it