

CARRERA XL 68

Camilla autocargante 10g



Spencer Carrera XL 68 es una camilla de tipo autocargante en distintas alturas, compacta y ligera se utiliza para el transporte de los pacientes. Puede ser utilizada para las operaciones de rescate en carretera y medios sanitarios. Las patas se pliegan de forma independiente en la fase de carga, mediante la activación de los respectivos controles, y se abren automáticamente durante la descarga. Certificada 10G cuando se utiliza con el sistema de fijación Spencer R-Max.

Características específicas

- Plataforma en polietileno de fácil limpieza
- Controles codificados por color
- Respaldo ajustable
- Posiciones antishock Trendelenburg
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro par aumentar la fluidez
- Frenos en las ruedas traseras
- Barandillas reclinables - *Safe bar*
- Chasis cromado
- Sistema de altura variable

Accesorios opcionales

ST42702C	Gancho R-Max <small>(obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Tablero para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescopico para camilla
ST00497B	DNA STRAP cint. c/carrete de manguera integrado
ST00498B	DNA STRAP correa torácica c/carrete integrado
ST00499B	STX 499 - correa 4 pz. torácica regululable univers
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescopico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescopico per Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

Accesorios de serie

ST70000A	QMX777 Colchón termosoldado anatómico PVC negro
ST70002A	Correas STX 702 dos piezas metal reflex negro

Datos técnicos

longitud	1980 mm
ancho	585 mm
peso	35 kg
portada	170 kg
ruedas	ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	68 cm
material del chasis	Acero inox
longitud barandillas	680 mm
altura barandillas	200 mm

Dimensiones y pesos sujetos a tolerancia respectivamente de ±10mm y ± 1kg

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TEC XL 68 T T/CROMO
P/NERO C/QMX777 C.10G

CA70003C

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it