

# CARRERA T ACTIV SHARP

## Camilla autocargante 10G



Spencer Carrera Activ es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. La parte frontal del marco se puede plegar, reduciendo considerablemente la longitud de la camilla cuando sea necesario. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Esta versión incluye un sistema manual, estratégicamente ubicado en la manija de los controles, que permite desbloquear la camilla de su anclaje S-MAX.

### Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Se puede acortar en menos de 2 segundos
Mayor maniobrabilidad en espacios reducidos, en comparación a las camillas normales
Liberación más fácil gracias al sistema Sharp

### Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
ST70018A	QMX 776 Colchón Negro, PVC, 1 sección

### Datos Técnicos

Longitud	1975 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Longitud acortada	1680 ± 20 mm
Peso	36 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo el nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm

### Accesorios opcionales

ST42707B	Sistema de anclaje 10g S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
ST70000A	QMX777 Colchón anatómico negro en PVC
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA SHARP T ACTIV ALTA  
F/CHROME P/BLACK 10G W/COLCHON  
CERTIFICADO

CA70019B

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (10/11/17)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)