

## CARRERA T TEC

Barella autocaricante 10g



Spencer Carrera TEC è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio dedicato.

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Telaio verniciato giallo
Posizioni antishock Trendelenburg

### Accessori

ST42707B	S-Max fastener (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab. giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

### Standard Equipment

STX 702 Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
QMX776 Materasso anatomico in PVC

### Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso	38 ± 1kg
Portata	170 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	68 cm
Materiale telaio	Steel
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze rispettivamente di ±10mm e ± 1kg

DM di classe I in accordo al Reg. 2014/745/UE

CARRERA T TEC 68 T/GIALLO  
P/NERO C/QMX776 CERT.10G  
**CA70027**



CND Classification

V0899

Rev.1 (13/10/2022)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)