

CARRERA T TEC ALTA

Camilla autocargante 10G



Spencer Carrera T Tec es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

Características específicas

- Plataforma en polietileno de fácil limpieza
- Controles codificados por color
- Respaldo ajustable
- Plataforma con posición antishock Trendelenburg
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
- Frenos en las ruedas traseras
- Barandillas reclinables *Safe bar*

Accesorios opcionales

| | |
|----------|--|
| ST42707B | Anclaje S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small> |
| EN90003C | END-T Mesita para camillas cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/enrollador integrado |
| ST00498B | DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado |
| IF01047C | Track 4-30 Portasuero telescópico |
| IF01049B | Track 5 Portasuero telescópico para Carrera |
| CB09025C | Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla |
| CB09028C | Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i> |

Accesorios estandar

| | |
|----------|---|
| ST70002A | Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras |
| ST70018A | QMX776 Colchón anatómico. PVC negro 1 segm. |

Datos Técnicos

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Longitud | 1980 mm |
| Ancho | 580 mm |
| Peso sin accesorios de serie | 38 kg |
| Capacidad de carga | 170 kg |
| Ruedas | Ø200 mm |
| Altura debajo del nivel de carga | 60 cm |
| Material chasis | Acero inoxidable |
| Longitud barrandilla | 680 mm |
| Alto barrandilla | 200 mm |

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC ALTA P/NEGRO
T/CROM C/QMX776 CERT 10G

CA70154C

Clasificación CND V0899

Identificación de registro 958554



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it