

## CARRERA TEC

### Camilla automática 10g



Spencer Carrera TEC es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, con alturas variables, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Certificada 10G, se utiliza con el sistema de anclaje Spencer R-Max o S-MAX.

#### Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza  
 Controles codificados por color  
 Respaldo ajustable  
 Plataforma con posición antishock Trendelenburg y Fowler  
 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo  
 Frenos en las ruedas traseras  
 Barandillas reclinables *Safe bar*  
 Chasis pintado

#### Accesorios opcionales

ST42707B	Anclaje S-Max <small>(obligatorio para versiones 10G)</small>
ST42707B	Sistema de anclaje S-Max <small>(obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesa para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
ST00499B	STX 499 - cinturón 4 pz. torácica regulab. univers
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe</i>

#### Accesorios estandar

ST70018A	Colchón anatómico en PVC QMX/776
ST70002A	Cinturones STX702 dos piezas de metal reflex negros

#### Datos técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	585 mm
Peso	35 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	∅200 mm
Altura debajo del nivel de carga	50 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

Dimensiones y pesos sujetos a tolerancia respectivamente de ±10mm y ± 1kg

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF TEC BAJA P/NEG T/GI  
 C/QMX776 CERT 10G

CA70254C

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (09/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)