

CARRERA PRO

Camilla automática

Con espacio para contener el tablero espinal



Carrera Pro es una camilla de tipo autocargante, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. El tablero espinal puede ser posicionado en el espacio ganado debajo de la camilla. 10G Certificada 10G se utiliza con los sistemas de anclaje certificados Spencer R-Max o S-MAX.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Tabla espinal fácil de extraer para acelerar los procedimientos de inmovilización

Accesorios opcionales

ST42702C	Anclaje R-Max (Obligatorio para versiones 10G)
ST42707B	Anclaje S-Max (Obligatorio para versiones 10G)
ST42712A	HUX Sistema de fijación integral
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>
ST02061B	B-BAK PIN TABLERO ESPINAL AMARILLO W/PINS
Note	Utilizar el tablero espinal Spencer B-Bak

Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
ST70018A	QMX776 Colchón anatómico

Datos Técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	585 ± 10 mm
Peso	36 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T PRO ALTA F/CH. P/BLACK
W/QMX776 10G CER.

CA71151C



Clasificación CND	V0899
Identificación de registro	179978

Rev.0 (10/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it