

## CARRERA PRO

### Barella autocaricante 10g con tavola spinale



Carrera Pro è una barella di tipo autocaricante per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La tavola spinale può essere collocata in un alloggiamento posto sotto il piano paziente.

Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg - Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Tavola spinale facilmente estraibile per rendere più rapide le procedure di immobilizzazione

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
<b>Nota</b>	Si raccomanda l'uso di una tavola spinale Spencer B-Bak

#### Accessori di serie

ST70018A	Materasso anatomico in PVC QMX/776
ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	585 mm
Peso	37 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	60 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF PRO ALTA T/CRO  
P/NER C/QMX776 CERT 10G

**CA71251C**

**Classificazione CND** V0899

**Identificativo registrazione** 179958



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)