

## CARRERA T ACTIV

10g Camilla automática



Spencer Carrera Activ es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. La parte delantera del chasis puede ser plegada, reduciendo fuertemente la longitud de la camilla, cuando necesario. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

### Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
La longitud se puede acortar en menos de 2 segundos
Mayor maniobrabilidad en espacios reducidos en comparación con camillas estándar

### Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX702 dos piezas de metal reflex negros
ST70000A	Colchón anatómico en PVC negro QMX 777

### Datos técnicos

Longitud	1975 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Longitud reducida	1680 ± 20 mm
Peso	36 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm

### Accesorios

ST42707B	Anclaje S-Max <small>(Obligatorio apra versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesa para camillas 10g cert.
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

CARRERA T ACTIV ALTA F/CROMO  
P/NEGROW/MAT 10G

CA91153B

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (10/11/17)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)