

CARRERA T ACTIV

Barella autocaricante 10g



Spencer Carrera Activ è una barella di tipo autocaricante compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. La parte anteriore della barella può essere ripiegata diminuendone notevolmente l'ingombro in lunghezza. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Accorciabile in meno di 2 secondi
Maggior manovrabilità in spazi ristretti rispetto ad una barella standard

Accessori di serie

ST70002A	STX 702 cinture due pezzi gancio metallo nere
ST70000A	QMX 777 materasso anatomico in PVC

Dati tecnici

Lunghezza	1975 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1680 ± 20 mm
Peso	36 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	60 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Accessori opzionali

ST42707B	Gancio S-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
CB09028C	Tanker portab.giallo per sponda barella

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T ACTIV ALTA T/CROMO
P/NERO C/MAT 10G

CA91153B

Classificazione CND



V0899

Rev.0 (10/11/17)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it