

## CARRERA T ACTIV 64 10g

Barella autocaricante



Spencer Carrera Activ è una barella di tipo autocaricante compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. La parte anteriore della barella può essere ripiegata diminuendone notevolmente l'ingombro in lunghezza. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10g se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-Max.

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Telaio verniciato giallo
Accorciabile in meno di 2 secondi
Maggior manovrabilità in spazi ristretti rispetto ad una barella standard

### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
ST70000A	
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

### Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero

### Dati tecnici

Lunghezza	1975 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1680 ± 20 mm
Peso	36,5 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	∅200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	64 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA ACTIV T P/NERO  
T/GIALLO 64 CERT.10G

CA91155C

Classificazione CND



V0899

Identificativo registrazione

1244122

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)