

Trauma Pak

Sac pour kit d'immobilisation



Sac de transport et permettant le rangement des dispositifs d'immobilisation. Permet de réaliser un kit avec immobilisateur de rachis, colliers cervicaux, immobilisateur de tête, attelles et beaucoup d'autres dispositifs.

Caractéristiques spécifiques

- Deux poignées de transport
- Fermeture éclair de simple utilisation
- Équipée avec 5 sangles de maintien sur boucle plastique
- Réalisée en PVC de simple nettoyage
- Poche extérieure avec fermeture par scratch
- Une petite pochette transparente

Données techniques

Dimensions	840x300x250 mm
Matériaux	Nylon, PVC
Poids	920 g

TRAUMA PAK – SAC POUR KIT
D'IMMOBILISATION (VIDE)
CB00100A

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it