

ALFA 2

Zaino multiuso



Zaino multiuso per emergenza estremamente versatile e robusto. E' caratterizzato da una corpo con un ampio volume, suddiviso in numerosi compartimenti e dotati di svariati fissaggi interni.

Caratteristiche specifiche

Maniglia di trasporto e spallacci regolabili imbottiti per migliorare la trasportabilità e il comfort

Fondo rivestito in PVC con elementi di appoggio in TPU offrono maggior protezione e agevolano le procedure di pulizia

2 tasche laterali con chiusura a zip e fasce elastiche per il fissaggio di piccoli oggetti

Corpo principale suddiviso in 3 ampi vani con apertura a libro

Ognuno dei 3 vani è caratterizzato da una struttura perimetrale rigida per che offre protezione al contenuto e migliora la stabilità

Ampi inserti rifrangenti per aumentare la visibilità

Tasca anteriore trasparente con accesso a strap

Tasca anteriore nella parte superiore con chiusura strap

6 tasche fisse nel vano superiore per l'alloggiamento di accessori

5 Cinghie con chiusura strap su due lati del comparto superiore

Sul lato interno della patta di chiusura del comparto superiore, è presente una striscia di tessuto richiudibile su cui sono ricavate diverse fasce elastiche e termina con un ulteriore tasca con chiusura strap

Dati tecnici

Dimensioni	630x450x250 ± 30 mm
Peso	2,35 ± 0,2 kg
Volume	43 l
Materiali	Nylon, PE, TPU, Poliestere

ALFA 2 - ZAINO MULTIUSO DI SOCCORSO ROSSO
CB00300B

Rev.0 (22/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it