


M SERIES

Sacca M2



Sacca professionale ideale per alloggiare accessori dedicati alle procedure di intubazione pediatrica.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in trama di nylon estremamente robusto
- Finestra trasparente sul lato superiore con chiusura strap dedicata all'inserimento di targhette identificative
- Chiusura con doppia zip per agevolare le operazioni di apertura e chiusura
- Fascia strap sul lato inferiore dedicata al fissaggio della sacca all'interno di zaini dotati di inserti strap maschio
- 2 tasche trasversali trasparenti con chiusura a zip
- Divisore interno imbottito con una tasca trasparente con chiusura a zip su un lato. Su quello opposto 3 compartimenti verticali con linguetta di chiusura a strap e 2 fasce elastiche suddivise in 5 compartimenti
- 1 tasca trasparente con chiusura a zip

Dati tecnici

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensioni | 300x110x190 ± 10 mm |
| Peso | 330 ± 10 g |
| Volume | 4,8 ± 0,2 l |
| Materiali | Nylon |

M 2 - SACCA VERDE PER INTUBAZIONE
PEDIATRICA
CB00402A

Rev.2 (13/07/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it