

M SERIES

Sacca M3



Sacca professionale ideale per alloggiare il necessario per la somministrazione dei farmaci.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in trama di nylon estremamente robusto
- Due finestre trasparenti sul lato superiore con chiusura strap dedicata all'inserimento di targhette identificative
- Chiusura con doppia zip per agevolare le operazioni di apertura e chiusura
- Due fasce strap sul lato inferiore dedicata al fissaggio della sacca all'interno di zaini dotati di inserti strap maschio
- Due compartimenti indipendenti con chiusura a zip
- 2 tasche trasparenti con chiusura a zip nel vano inferiore
- Vano superiore con divisori imbottiti dotati di finestre trasparenti per consentire di applicare gli identificativi delle fiale alloggiate.
- Piccola tasca trasparente con chiusura a zip e 2 fasce elastiche divise in 3 sezioni

Dati tecnici

Dimensioni	300x200x200 ± 10 mm
Peso	570 ± 10 g
Volume	11 ± 0,3 l
Materiali	Nylon

M 3 - SACCA GIALLO/ROSSA PER
SOMMINIST. E FARMACI
CB00403A

Rev.3 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it