


M SERIES

Sacca M5



Sacca professionale ideale per alloggiare accessori dedicati alle procedure di infusione.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in trama di nylon estremamente robusto
- Finestra trasparente sul lato superiore con chiusura strap dedicata all'inserimento di targhette identificative
- Chiusura con doppia zip per agevolare le operazioni di apertura e chiusura
- Fascia strap sul lato inferiore dedicata al fissaggio della sacca all'interno di zaini dotati di inserti strap maschio
- 3 compartimenti sul lato inferiore per sacche di infusione
- Divisore interno imbottito e dotato di 4 tasche con fascia elastica (2 per lato) e 1 tasca senza chiusura
- 1 tasca trasparente con chiusura a zip al cui interno è cucita una fascia elastica per offrire maggior stabilità al contenuto

Dati tecnici

Dimensioni	300x100x190 ± 10 mm
Peso	290 ± 10 g
Volume	4,6 ± 0,2 l
Materiali	Nylon

M 5 - SACCA ARANCIO PER INFUSIONE
CB00404A

Rev.2 (13/07/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it