

MARK PRO

Zaino professionale completo ALS



Zaino professionale caratterizzato da estrema versatilità grazie alla disposizione delle parti interne, alla protezione offerta al contenuto e alla duplice modalità di trasporto.

Caratteristiche specifiche

Dotato di due maniglie per consentirne il trasporto anche come se fosse una borsa. Le maniglie sono nella parte alta e in quella laterale

1 tasca esterna con chiusura a zip nella parte bassa e 1 frontale con accesso laterale

2 tasche esterne con chiusura a zip per radio portatile o cellulare

3 Tasche trasparenti con chiusura a zip ricavate sul lato interno del vano principale dello zaino

Divisore interno dotato di due grosse tasche con chiusura a zip di cui una trasparente

2 tasche trasparenti con chiusura a zip sul lato interno della patta anteriori

Schienale rinforzato con profili in alluminio

Imbottitura del vano principale per offrire maggior protezione al contenuto

Base dello zaino in PVC per limitare l'accumulo di sporco e agevolare la pulizia

Spallacci imbottiti e regolabili in altezza, con cintura toracica e addominale con fibbia a sgancio rapido per una miglior distribuzione dei pesi che gravano sull'operatore

Schienale con imbottiture nelle zone di maggior appoggio rivestite con tessuto traspirante

Inseri rifrangenti per aumentare la visibilità

Dotazione

BG02027	PRO-B-LIFE PALLONE PVC ADULTO
BS04011	2x BURN S-COMPRESSA STERILE ANTIUSTIONE 10X10
BS04021	2x BURN S-COMPRESSA STERILE ANTIUSTIONE 20X20
CB03030	PHARMA TANK 1 PORTAFIALE SEMIRIGIDO
DG00150	YANKEUR – CANNULA RIGIDA STERILE ASPIR.
DG00212	4x DGX 50 CATETERE ASPIRAZ CH/FG 12
DG00603	UNIVERSAL FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO
DG01410	SFIGMO ANER. 2 TUBI ADULTO
DG02110	2x DGX 110 FONENDOSCOPIO NERO
DG08062	DGX 062 PEN LIGHT S/BATTERIE
DG08005	IME KIT INTUBAZIONE COMPLETO
DG03100	MANICO LARINGO LUCE TRADIZIONALE
DG05001	LAMA MACINTOSH MIS 1
DG05002	LAMA MACINTOSH MIS 2
DG05003	LAMA MACINTOSH MIS 3
DG80550	TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS 5
DG80560	TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS 6
DG80570	TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS 7
DG80580	TUBO ENDOTRACHEALE STERILE CUFFIATO MIS 8
FG00605	2x MAGILL PINZA GUIDA TUBI 268 mm
FG00607	2x MAGILL PINZA GUIDA TUBI PEDIATRICA 200 mm
GM03050	GMX 05 SIRINGA STERILE MONOUSO
GM03215	S PLASTER ROCCHETTO CEROTTO SETA 1,25cm x 9,14m
RM10320	GUEDEL CANNULA MONOUSO 50 mm
RM10321	GUEDEL CANNULA MONOUSO 60 mm

RM10322	GUEDEL CANNULA MONOUSO 70 mm
RM10323	GUEDEL CANNULA MONOUSO 80 mm
RM10324	GUEDEL CANNULA MONOUSO 90 mm
RM30700	MOUNDER APRIBOCCA ELICOIDALE
FG03308	GMX 308 PINZA CHIRURGICA 140 mm
FG08810	EXELL CUNEO APRIBOCCA IN SILICONE
GM00363	2x GMX 363 PINZA EMOSTATICA KLEMMER 163mm
GM02215	T-PLASTER ROCCHETTO CEROTTO TELA 1,25 cm x 5 m
GM02225	T-PLASTER ROCCHETTO CEROTTO 2,5 cm x 5 m
GM02250	T-PLASTER ROCCHETTO CEROTTO TELA 5 cm x 5 m
GM02405	2x G-BANDAGE BENDA DI GARZA 5 cm x 5 m
GM02407	2x G-BANDAGE BENDA DI GARZA 7 cm x 5 m
GM02410	2x G-BANDAGE BENDA DI GARZA 10cm x 5 m
GM03050	2x GMX 05 SIRINGA STERILE MONOUSO 5 ml
GM03100	2x GMX 10 SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ml
GM04020	SSP – CEROTTI STRIP 40PZ
GM04250	GMX 003 DISINFETTANTE 250 ml
GM04300	GMX 300 ACQUA OSSIGENATA 10VOL 250 ml
IF00100	2x TIV LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO
IF00421	2x SPENCER ICE PAK GHIACCIO IST. TNT
RM10310	2x KIT GUEDEL 6 MISURE C/BOX
RM10889	3x CUFFED MASK MIS 0 SENZA VALVOLA
RM10893	CUFFED MASK MIS 4 SENZA VALVOLA
RM30300	COLLIN TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX
SC75100	JET COMPACT 300D
SC75011	BORSA JET COMPACT
SC75009	TRACOLLA PER JET
ST00630	2x HT TELO ISOTERMICO ADULTO
TA09020	FLEX MASK MASCH C/BOX
TT04020	3x SPENCER STICK BASTONCINO LUMINOSO GIALLO

Dati tecnici

Dimensioni zaino	360x520x300±10 mm
Peso solo zaino	3,13 ± 0,03 kg
Volume zaino	38 ± 1 l
Portata	30 kg
Materiali	Nylon, PE, PVC

MARK - ZAINO PROFESS. NERO/GIALLO COMPLETO ALS
CB00428A

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it