

**THERMA BAG**

Borsa termica



Il disegno moderno ed essenziale si arricchisce di dettagli utili e tecnologicamente ricercati, pensati per esaltare le caratteristiche termiche, di protezione e di trasporto. La borsa è realizzata con un isolante di nuova concezione in poliestere al 100%, senza alcuna resinatura e lavorato secondo le più recenti tecnologie per conferirgli la particolare morbidezza e flessibilità che la caratterizzano. Collaudata per durare a lungo, ha le stesse eccellenti qualità isolanti della lana di vetro, ma è atossico, flessibile e resistente all'usura. I divisori interni, imbottiti e posizionabili con un rapido e stabile sistema strap, consentono di alloggiare flaconi anche di vetro con un'eccellente protezione. Completa di tracolla regolabile.

**DATI TECNICI**

|                |  |
|----------------|--|
| Dimensioni     | 380x200x270 mm                         |
| Volume         | 20 lt                                  |
| Peso           | 890g                                   |
| Materiale      | Nylon, TPU                             |
| Interno        | separabile in 4 parti,<br>tasca a rete |
| Tasche esterne | 3 con bande riflettenti                |

CB00700A

THERMA BAG - BORSA TERMICA

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
www.spencer.it

Rev.1 (03/07/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it)