

A911

Set Zaini di soccorso



A911 è un set di zaini estremamente pratici e versatili grazie alla loro compattezza e leggerezza. Il singolo zaino è caratterizzato da un comparto principale imbottito per garantire la sicurezza del contenuto accompagnato da una struttura rinforzata per limitare le deformazioni. La colorazione brillante e le fasce riflettenti ne aumentano la visibilità. Numerose tasche sia interne che esterne, rendono più agevole l'organizzazione degli spazi. Il fondo è rinforzato e antiscivolo così come la maniglia di trasporto. Il codice di vendita comprende 6 zaini.

DATI TECNICI

Dimensioni	490x470x210 ± 30 mm
Peso	1,97 ± 0,1
Materiali	Nylon e TPU
Tasche esterne	4
Sacche interne	5 con chiusura a zip staccabili e con finestra trasparente
Dimensione singola sacca interna	280x120x70 ± 10 mm
Portabilità	Maniglia di trasporto e spallacci imbottiti

CB00911A

A911 – SET 6 ZAINI
ROSSI C/5 SACCHE

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>