

A911

Lot de 6 sacs à dos de secours



A 911 est un lot de sacs à dos pour les secours à personne extrêmement pratiques et souples grâce à leurs dimensions et légèreté.

Le sac à dos seul se caractérise par un compartiment principal rembourré pour protéger le contenu, le tout accompagné d'une structure renforcée pour limiter les déformations.

La couleur brillante et les bandes réfléchissantes garantissent une haute visibilité du produit même en conditions de faibles illumination. De nombreuses poches, positionnées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, rendent encore plus simple l'organisation des espaces pour l'emplacement des dispositifs de secours.

Le fond du sac est renforcé et antiglisse comme pour la pratique poignée de transport.

Le lot se compose de six sacs à dos complets de cinq pochettes internes avec fermeture à zip amovibles et avec fenêtre transparente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	490x470x210 ± 30 mm
Poids	1,97 ± 0,1
Matériels	Nylon et TPU
Poches extérieures	4
Poches internes	5 avec fermeture à zip amovibles et avec fenêtre transparent
Taille d'un sac intérieur	280x120x70 ± 10 mm
Portabilité	Poignée de transport et bretelles de portage rembourrées
CB00911A	A911 SET 6 ROUGE SACS A/5 POCHE

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (12/09/2014)

Pour vérifier l'exactitude des informations ci décrites et mises à jour, contacter le service commercial de Spencer Italia: info@spencer.it