

**A911**

## Nueva gama de mochilas de socorro



A 911 es una gama de mochilas de socorro, extremadamente prácticos y versátiles, siendo muy compactos y ligeros.

Cada mochila se compone de una parte principal acolchada para garantizar la seguridad del contenido, y además hay una estructura de refuerzo para limitar las deformaciones.

Los colores brillantes y las fajas reflectantes aumentan su visibilidad aún en condiciones de escasa iluminación. Muchos bolsillos, bien internos como externos, facilitan la colocación del material de socorro.

El fondo está reforzado y es anti-deslizante, así como el mango de transporte. La gama incluye seis mochilas completas, provisionadas con cinco bolsas interiores con cierre a cremallera, destacables y con una parte transparente.

**TECNICAS**

Dimensiones	490x470x210 ± 30 mm
Peso	1,97 ± 0,1
Matériaes	Nylon y TPU
Bolsillos externos	4
Bolsillos internos	5 con cierre a cremallera, destacables y con una parte transparente.
Tamaño de una bolsa interior	280x120x70 ± 10 mm
Portabilidad	Mango de transporte y tirantes acolchados

CB00911A

A911 SET 6 MOCHILAS  
ROJAS C/5 BOLSILLOS  
INTERNOS

COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>