

# A911

## Zaino completo BLS



Zaino professionale compatto e leggero equipaggiato con i dispositivi più comunemente utilizzati nelle procedure BLS.

Dispositivi inclusi		Caratteristiche specifiche	
BG02007A	PRO B-LIFE - PALL. PVC AD. C/VALV.SOVR. R-VALVE	Duplice possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia rivestita in morbido materiale plastico sul lato superiore	
BS04011D	BURN S-COMPRESSA STER, ANTIUSTIONE 10X10 cm	Spallacci regolabili, con cinghie trasversali toraciche e lombari regolabili con fibbia a sgancio rapido per fornire una maggiore stabilità durante il trasporto	
BS04021D	BURN S-COMPRESSA STER, ANTIUSTIONE 20X20 cm	Alta visibilità grazie agli inserti rifrangenti	
DG00603A	UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO	La tasca anteriore è completamente apribile e capiente. Su entrambi i lati sono cucite delle fasce elastiche per l'alloggiamento di accessori	
DG01410C	DGX 411 - SFGMO.ANER. 2 TUBI C/BRACC.AD. BLU	Ampia tasca con chiusura a zip sul lato esterno della patta anteriore	
DG02110B	DGX 110 - FONENDOSCOPIO BASE NERO (LXF)	Il comparto principale è protetto da imbottitura ed è caratterizzato da	
DG08033D	TWK 033 - TORCIA PROF. ALLUMINIO S/BATTERIE	- fasce elastiche cucite lungo il perimetro per disporre in modo ordinato gli accessori	
FG00605A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI ADULTO 268 mm.	- chiusura a zip che consente l'apertura completa del vano	
FG00607A	MAGILL - PINZA GUIDA-TUBI PEDIATRICA 200 mm.	- fasce strap per mantenere in posizione le sacche interne	
FG03308B	GMX 308 - PINZA CHIRURGICA 140 mm	- Rinforzo perimetrale per limitare le deformazioni	
FG08810A	EXELL - CUNEO APRIBOCCA	2 ampie tasche laterali con chiusura a zip	
GM00363G	PINZA EMOSTATICA KLEMMER	5 sacche interne staccabili con chiusura a zip e finestra superiore trasparente per una rapida visualizzazione del contenuto	
GM00373G	PINZA EMOSTATICA KLEMMER CURVA	Fondo antiscivolo rivestito in gomma per rendere più semplice la pulizia	
GM02215K	ROCCHETTO CEROTTO TELA 1,25 cm x 5 m		
GM02225K	ROCCHETTO CEROTTO TELA 2,5CMX5M		
GM02250K	ROCCHETTO CEROTTO TELA 5CM X 5M		
GM02405K	BENDA DI GARZA 5M x5CM		
GM02407K	BENDA DI GARZA 5M X 7CM		
GM02410K	BENDA DI GARZA 5M X 10CM		
GM03100K	SIRINGA STERILE MONOUSO 10 ML		
GM04020K	CEROTTI STRIP CONF. 40 PZ		
GM04250K	GMX 003 - DISINFETTANTE 250 ml		
GM04300K	GMX 300 - ACQUA OSSIGENATA 10 VOL 250 ml		
IF00100C	TIV - LACCIO EMOSTATICO AUTOMATICO		
IF00421A	GHIACCIO INSTANT.TNT		
RM10311A	GUEDEL - KIT CANNULE 8 MISURE CON BOX		
RM10881A	CUFFED MASK MIS.1 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM10882A	CUFFED MASK MIS.2 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM10883A	CUFFED MASK MIS.3 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM10884A	CUFFED MASK MIS.4 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM10885A	CUFFED MASK MIS.5 MASCHERA PVC AIR CUSHION		
RM30300A	COLLIN - TIRALINGUA IN ACCIAIO INOX		
ST00630A	TELO ISOTERMICO ADULTO		
TA09020A	FLEX MASK - MASCH. C/BOX PVC		
TT04010E	SPENCER STICK - BASTONCINO LUMINOSO ROSSO		
TT04020E	SPENCER STICK - BASTONCINO LUMINOSO GIALLO		
TT04030E	SPENCER STICK - BASTONCINO LUMIN. ARANCIO		
TT04040E	SPENCER STICK - BASTONCINO LUMIN. VERDE		
		<b>Dati tecnici</b>	
		Dimensioni	490x470x210 ± 30 mm
		Dimensioni singola sacca interna	280x120x70 ± 10 mm
		Volume	34 ± 1l
		Materiale	Nylon, TPU, PVC
		Peso zaino vuoto c/sacche	1,97 ± 0,1 kg
		<b>DM marcati CE in accordo alla dir.</b>	
		A911 - ZAINO ROSSO CORD.C/5 SACCHE COMPLETO BLS	
		CB00913A	

Rev.0 (14/03/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)