

T SERIES

T1



Sacca in PVC adatta a contenere i dispositivi più comunemente utilizzati durante le procedure di intubazione.

Caratteristiche specifiche

Semi trasparente per consentire la visualizzazione del contenuto

Chiusura a Zip per un facile accesso al contenuto

2 fasce strap femmina per consentirne il fissaggio all'interno di borse dotate di strap maschio

Dati tecnici

Dimensioni	330x110x30 mm
Peso	50 g
Materiale	PVC

T1

CB02070B

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it