

PHARMA ROLL

Portafiale morbido



Portafiale morbido e arrotolabile per uno stoccaggio delle fiale con ingombro minimo.

Caratteristiche specifiche

Imbottitura per offrire protezione al contenuto
 Fissaggio fiale con fasce elastiche
 Viene mantenuto avvolto da due pratiche fasce elastiche
 Inserto rifrangente per aumentare la visibilità

Dati tecnici

Larghezza	255 ± 5 mm
Lunghezza disteso	490 ± 5 mm
Fiale alloggiabili	75
Materiali	Nylon
Peso	85 ± 10 g

PHARMA ROLL - PORTAFIALE MORBIDO
 A ROTOLO 75 FIALE
CB03010A

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it