

# PHARMA TANK 1

Portafiale semirigido



Portafiale semirigido compatto e versatile con maniglia di trasporto e chiusura a doppia zip .

#### Caratteristiche specifiche

L'involucro offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di tre divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente fiale di diverse dimensioni

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

2 tasche a rete con fascia elastica ricavate su un lato di un separatore.

Insero riflettente per aumentare la visibilità

#### Dati tecnici

Dimensioni	230x230x75 ± 5 mm
Peso	530 ± 20 g
Fiale alloggiabili	Oltre 50
Materiali	EVA

PHARMA TANK 1 - PORTAF.SEMIRIGIDO  
 IN EVA 56 FIALE  
**CB03030A**

Rev.1 (02/08/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)