

# PHARMA TANK 1

Portafiale semirigido



Portafiale semirigido compatto e versatile con maniglia di trasporto e chiusura a doppia zip .

#### Caratteristiche specifiche

L'involucro offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di tre divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente fiale di diverse dimensioni

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

2 tasche a rete con fascia elastica ricavate su un lato di un separatore.

Inserto riflettente per aumentare la visibilità

#### Dati tecnici

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensioni         | 230x230x75 ± 5 mm |
| Peso               | 530 ± 20 g        |
| Fiale alloggiabili | Oltre 50          |
| Materiali          | EVA               |

PHARMA TANK 1 - PORTAF.SEMIRIGIDO  
IN EVA 56 FIALE  
CB03030A

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)