

## PHARMA TANK 2

Portafiale semirigido



Portafiale semirigido compatto e versatile con maniglia di trasporto e chiusura zip .

### Caratteristiche specifiche

L'involucro offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di due divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente fiale di diverse dimensioni

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

2 tasche a rete con fascia elastica ricavate su un lato di un separatore.

Insero riflettente per aumentare la visibilità

### Dati tecnici

Dimensioni	210x210x75 ± 5 mm
Peso	320 ± 20 g
Fiale alloggiabili	27
Materiali	EVA

PHARMA TANK 2 - PORTAF. SEMIRIGIDO  
IN EVA 27 FIALE  
CB03031A

Rev.2 (13/10/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)